


Name: _____

Date: _____

Mikroskoop



Across

3. Verbind die basis en die tafel.
 6. Beheer die hoeveelheid lig wat na en deur die voorwerp beweeg.
 8. Hou die lens van die oogstuk en die objektiewe die korrekte afstand van mekaar af.
 9. Lense wat gebruik word om die beeld van die voorwerp te vergroot.

10. Ondersteun die mikroskoopskyfie oor die opening wat lig vanaf die ligbron deurlaat.

11. Die lens waarteen jy jou oog plaas.

12. Word gebruik om 'n duidelik beeld van die voorwerp te verkry.

Down

1. Beweeg die verhoog van die mikroskoop op en af.

2. Komponent waarop die objektiewe gemonteer is.

4. Hou die voorwerpglasie met preparaat vas.

5. Die stewige voetstuk wat die mikroskoop ondersteun.

7. Weerkaats lig opwaarts deur die opening in die verhoog.